



500ml.

Skin Condition

- Rojeces
- Acné
- Acné adulto
- Cicatrices
- Envejecimiento
- Léntigos
- Melasma
- Rosácea
- Textura

Mascarilla calmante post-procedimiento diseñada para reducir la temperatura cutánea hasta 3 °C en 1 minuto.

Atenúa rojeces, reduce la inflamación y acelera la recuperación de la piel tras procedimientos médico-estéticos.

Ingredientes principales

CM-Naringenin Chalcona: reduce el eritema post-procedimiento.

Ginkgo biloba: disminuye edema y rojeces.

Ectoína: mejora la tolerancia cutánea.

Manteca de karité: restaura el confort de la piel.

Tazman Pepper: reduce la sensación de picor.

Beneficios

- Efecto cooling inmediato
- Reducción de rojeces post-procedimiento
- Disminución de mediadores inflamatorios (IL-6 / IL-8)
- Restauración de la función barrera
- Hidratación
- Alivio de picor, escozor y sensación de quemazón

Test de eficacia

-13 % rojeces a los 30 min.

-3 °C temperatura cutánea en 1 min.

-10 % IL-8 a las 24 h.

-22 % IL-6 a las 24 h.

Aplicación

Como paso de recuperación inmediata post-procedimiento, aplicar sobre la piel tratada.

01. Aplicar 5 g. (tamaño uva) en capa generosa.
02. Cubrir rostro, cuello y escote.
03. Evitar contorno de ojos y mucosas.
04. Dejar actuar 10–15 minutos.
05. Masajear si se desea.
06. Retirar exceso si es necesario.

Precauciones

Evitar mucosas.

No aplicar sobre piel erosionada.

Protocolo

- Láser no ablativo
- Láser no ablativo
- Láser de picosegundos
- Láser Q-switched
- IPL (Luz Pulsada Intensa)
- Fototerapia LED azul (415 nm)
- Fototerapia LED roja (630–660 nm)
- HIFU (Ultrasonidos focalizados de alta intensidad)
- Peeling químico superficial
- Peeling químico medio
- Peeling químico profundo
- HydraFacial®
- Microdermoabrasión
- Microneedling
- Radiofrecuencia fraccionada con microagujas
- Neuromoduladores
- Rellenos dérmicos con ácido hialurónico y bioestimuladores
- Radiofrecuencia médica